

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre comercial: DERMASHINE BALANCE/BOMBA DE INFUSIÓN ACCIONADA POR ENERGÍA ELÉCTRICA.

Componentes: El equipo incluye inyector, cable de poder, mueble soporte, adaptador, aguja de aspiración/inyección modelo PA-NDL932G1.

Dimensiones del equipo: Longitud 350mm, Alto 125mm, Ancho 260mm, Peso 2.3Kg.

Dimensiones del inyector: Longitud 204,8vmm, Alto 52,2mm, Ancho 33,2mm, Peso 158g.

Fabricado por: Panace CO., LTD. con domicilio en Corea del Sur.

Titular: Huons CO., LTD. con domicilio en Corea del Sur. Importado por: Closter Pharma S.A.S. Bogotá D.C., Colombia. Registro Sanitario INVIMA 2019EBC-0019330.

Almacenamiento: Manténgase alejado de la humedad y evítense las temperaturas superiores a 50 C.

Indicaciones: Equipo biomédico que permite la aplicación de inyecciones transdérmicas para fines cosméticos.

Contraindicaciones: Este dispositivo no debe ser usado en pacientes con enfermedad activa de piel, desorden autoinmune. En general las contraindicaciones son las propias del producto a inyectar más no del equipo como tal.

Vía de administración: Equipo para aplicación de inyecciones transdérmicas.

Precauciones: El operador del equipo debe leer el manual y todas las direcciones de accesorios para su uso antes de operar el equipo biomédico.